



MasterAim® 抗黏附液

MasterAim® Anti-Adherence Solution

从组织运输到类器官构建、扩增及冻存的整体解决方案



杭州艾名医学科技有限公司

官网: www.aimingmed.com

地址: 浙江省杭州市滨江区江陵路88号万轮科技园10幢南座1层

电话: 0571 - 85352695

邮箱: info@aimingmed.com

产品介绍

MasterAim® 抗粘附液是一款防止标本在操作过程中黏附在培养耗材中而设计的润洗液, 可用于润洗各种规格的离心管、培养皿、培养板、移液管、过滤器等, 达到降低表面张力和细胞粘连的效果, 尤其是在类器官培养传代或冻存等操作过程中, 能有效避免其因黏附效果而产生标本损耗。

产品信息

产品名称	产品号	规格	储存温度&质保期
MasterAim® 抗粘附液	100-291, 100-292	100 mL, 500 mL	-20°C, 12个月; 4°C, 2周